Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

# ПРОГРАММА ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН «VR-ТРЕНАЖЕР «ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. БАЗОВЫЙ КУРС»

# РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Листов \_\_\_\_

# АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой руководство администратора программы для электронных вычислительных машин «VR-Тренажер «Тактическая медицина. Базовый курс» (далее — VR-тренажер).

В документе приведены следующие сведения:

- назначение и функции программы;
- технические требования;
- установка программного обеспечения;
- <sup>~</sup> подключение виртуальной гарнитуры;
- проверка работоспособности.

# Разработчик:

ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России

Адрес: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Чапаевская, 89

Телефон: +7 (846) 215-13-63

Web-сайт: <u>https://sim-med.ru/</u>

E-mail: sale@sim-med.ru

# СОДЕРЖАНИЕ

1 (	ЭБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	4
1.1	Назначение программы	4
1.2	Функции программы	4
1.3	Технические требования	4
1.3.1	Рекомендуемые требования к ПК:	4
1.3.2	2 Требования к аппаратному обеспечению:	4
1.3.3	В Требования к программному обеспечению:	5
2	УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ	6
2.1	Установка Ѕтеам	6
2.2	Установка SteamVR	
2.3	Установка Рісо Соллест на ПК	17
2.4	Рекомендации по оптимизации Windows 11	19
3	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ	20
3.1	Подключение VR-шлема к сети WI-FI	20
3.2	Подключение VR – шлема к Рісо Соnnect	
3.3	Настройка игровой зоны	
4 ]	ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММЫ	
5	ГЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1 Назначение программы

VR-тренажер предназначен для использования в деятельности ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации.

VR-тренажер создан с целью подготовки граждан, способных в дальнейшем оказывать первую помощь в различных тактических и иных условиях в соответствии с заложенными алгоритмами. Данное решение позволит повысить результативность обучения, будет способствовать облегчению процесса усвоения материала, формированию практических навыков оказания первой помощи и повышению уровня мотивации к обучению.

Порядок работы в программе приведен в документе «Руководство пользователя».

#### 1.2 Функции программы

Программа выполняет следующие функции:

<sup>~</sup> Работа в двух режимах: «ОБУЧЕНИЕ», «КОНТРОЛЬ»;

<sup>~</sup> Опция инструктажа, которая должна помочь пользователю освоить все элементы управления VR-тренажера;

Возможность выбора из двенадцати сценариев, а именно:

#### КРАСНАЯ ЗОНА

- 1. Оказание первой помощи при огнестрельном ранении правой руки;
- 2. Оказание первой помощи при ранении правой ноги;
- 3. Оказание первой помощи при осколочном ранении шеи;

#### ЖЕЛТАЯ ЗОНА

- 4. Оказание первой помощи при ранении головы;
- 5. Оказание первой помощи при ранении нижней челюсти;
- 6. Оказание первой помощи при ранении шеи;
- 7. Оказание первой помощи при ранении конечностей;

8. Оказание первой помощи при отрыве конечности;

9. Оказание первой помощи при ранении груди;

10. Оказание первой помощи при ранении живота;

11. Оказание первой помощи при закрытой травме;

12. Оказание первой помощи при минно-взрывном ранении.

<sup>~</sup> Свободное перемещение в трех плоскостях в симуляционном пространстве в очках виртуальной реальности;

Воссоздание в виртуальной среде красной зоны боевых действий;

<sup>~</sup> Возможность взаимодействия пользователя с виртуальными объектами на сцене VR;

<sup>~</sup> Сопровождение пользователя голосовыми и текстовыми элементами во время прохождения симуляции;

<sup>~</sup> Выведение результатов о правильности выполнения симуляции в формате PDF – файла;

### 1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.3.1 Рекомендуемые требования к ПК:

- <sup>-</sup> Процессор Intel Core i5 8 и выше поколения;
- Графический процессор NVIDIA GeForce 3060 и выше поколения с обязательной поддержкой VR;
- <sup>~</sup> Оперативная память не менее 16 Гб ОЗУ;
- <sup>~</sup> Видеовыход DisplayPort 1.2 или более новая модель/ mini-DisplayPort 1.2 или более новая модель;
- ~ Порт USB 1x USB 3.0;
- <sup>~</sup> Жесткий диск не менее 120 Гб;
- 1.3.2 Требования к аппаратному обеспечению:
  - <sup>~</sup> виртуальная гарнитура Рісо 4;

- отдельный (без подключения устройств, участвующих в трансляции) Wi-Fi роутер с поддержкой частоты 5ГГц. Предпочтительна поддержка технологии Wi-Fi 6, но не обязательно.
- <sup>~</sup> Разрешение 2160х2160 пикселей на глаз
- <sup>~</sup> Частота обновления 90Hz;
- <sup>~</sup> Угол обзора номинальный 103°;
- <sup>~</sup> Время отклика 3 мс.
- 1.3.3 Требования к программному обеспечению:
  - <sup>~</sup> Операционная система, версии не ниже, Windows 10 х 64 или новее.
  - ~ Steam и Steam VR;
  - <sup>~</sup> Рісо Соппест на ПК и в шлеме.

## 2 УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Для запуска VR-тренажера на ноутбуке должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- Steam онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam нужен для доступа к функциям VR.
- <sup>~</sup> Steam VR среда выполнения в составе клиента Steam, обеспечивает работу приложений виртуальной реальности.
- <sup>~</sup> **Pico Connect** набор программного обеспечения, который позволяет использовать компьютеры на вашей гарнитуре виртуальной реальности на разных платформах

### 2.1 Установка STEAM

- 1. В браузере открыть сайт <u>https://store.steampowered.com/</u>
- 2. В верхней части экрана нажать «Установить Steam» (Рисунок 1 Å).



Рисунок 1 — Установить Steam

3. На открывшейся странице нажать «Загрузить Steam» (Рисунок 2 - Å) — скачается установочный файл SteamSetup.exe.



Рисунок 2 — Загрузить Steam

- 4. Запустить установочный файл SteamSetup.exe.
- 5. В окне «Разрешить этому приложению вносить изменения на вашем устройстве?» нажать «Да».
- 6. В окне «Установка Steam» нажать: далее → Русский → Далее → Установить.
- 7. Дождаться окончания установки, галочку «Запустить Steam» не снимать (Рисунок 3 Å) и нажать «Готово» (Рисунок 3 Ç).



Рисунок 3 — Завершение установки Steam

- 8. Дождаться окончания проверки обновлений и их установки на экране отобразится окно авторизации в сервисе.
- 9. В окне авторизации ввести имя аккаунта и пароль, нажать «Войти». Если у вас нет аккаунта Steam, необходимо создать его (Рисунок 4).

📀 STEAM <sup>®</sup>	×	<u></u>
ВОЙТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИМЯ АККАУНТА	ИЛИ ПРИ ПОМОЩИ <b>QR</b> -КОДА	
<b> </b> ⊷−−−(1)	同次が決め回	
ПАРОЛЬ		
•2		
<ul> <li>Запомнить меня</li> </ul>		
3 Войти		
	Используйте <u>мобильное</u> <u>приложение Steam</u> , чтобы войти с помощью QR-кода	
Помогите, я не могу войти в аккаунт	4 Нет аккаунта Steam?	
Рисунок 4 — О	кно авторизации Steam	
1 – Имя поль	зователя	
2 – Пароль		
3 – Кнопка В	Зойти	

- 4 Ссылка создания аккаунта
- Ввести код Steam Guard, который придет на электронную почту аккаунта (Рисунок 5 - Å)



Рисунок 5 — Steam Guard

 Установка завершена — на экране отобразится интерфейс клиента Steam (Рисунок 6).

#### <u>VR – тренажер «Тактическая медицина. Базовый курс». Руководство администратора</u>



Рисунок 6 — Интерфейс клиента Steam

# 2.2 УСТАНОВКА SteamVR

1. В поисковой строке клиента Steam ввести запрос «steam vr» (Рисунок 7 - Å) и

выбрать из предложенного списка продукт SteamVR (Рисунок 7 - Ç).



Рисунок 7 — Steam VR

 На странице SteamVR в нижней части экрана нажать «Играть» (Рисунок 8 -Å).



Рисунок 8 — Установка Steam VR

3. В открывшемся окне нажать «Установить» (Рисунок 9- Å).



Рисунок 9 — Кнопка установить

4. Дождаться завершения загрузки (Рисунок 10 - Å).



Рисунок 10 — Загрузка

5. Нажать «Играть» (Рисунок 11- Å).



Рисунок 11 — Запуск Steam VR

6. Откроется окно статуса SteamVR (Рисунок 12) — установка завершена.



Рисунок 12 — Окно статуса Steam VR

# 2.3 УСТАНОВКА РІСО Connect НА ПК

 1. Скачать на ПК Pico Connect перейдя по ссылке

 https://www.picoxr.com/global/software/pico-link.(Рисунок 13 - Å)

	Products	Software	Store	Community	Developer	Business Products	Business	Blog	Support	⊗ ⊕
	Choose Your Device									
	PICO Connect for Windows (PICO OS version 5.9.0 or later)	PICC (PICO	OConnect f	or macOS .9.0 or later)	Stream (PICO OS ver	ning Assistant sion lower than 5.9.0)				
(1)	Download									
	Release Notes Version: 10.2.7			How to	Install and Us	<b>e</b> ater				
	Date: 2024-09-02 File Size: 170MB			PC Hard OS: Win Processo RAM: 80	ware and System dows 10, version 2 or: Intel Core i5-45 iB or greater	Configuration 22H2 or greater 590 / AMD FX8350 equiva	lent or better			
	<ol> <li>Optimized desktop streaming interfa</li> <li>Fixed rendering and encoding latency</li> <li>Fixed known issues</li> <li>Supported on PICO 4 Ultra Only:</li> <li>Compatible with WI-Fi7 series wireles</li> <li>stable SGHz + SGHz wireless connectio</li> </ol>	ce visuals / issues s routers, prov ns.	viding more	Graphics: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 equivalent or better		ideon RX 480				
	<ol> <li>Supports AV1 encoding (requires GPI improving encoding performance and e quality.</li> <li>Added "PICO Connect Auto Discover</li> </ol>	J support for a mhancing low y" to the Dock	AV1 encodin -bitrate imag . You can	ıg), ge						
	enable if through "Settings" > "General Discovery". Once enabled, computers th conditions will automatically be discove	PICO Con nat meet the a red and show	nect Auto uto-connect n on the Doo	t ck.						9

# Рисунок 13 — Загрузка Рісо Connect

2. Дождаться завершения загрузки установочного файла (Рисунок 14 - Å).



Рисунок 14 — Установочный файл Pico Connect

- 3. Запустить установочный файл PICOConnect-v10.2.7-win32-x64.exe
- 4. Принять условия соглашения и нажать: далее Принять Установить.
- Дождаться завершения установки. Чек-бокс (Рисунок 15 Å) с «Запустить Рісо Connect» не снимать, запустить Рісо Connect нажав на кнопку «Готово» (Рисунок 15 - Ç)



Рисунок 15 — Завершение установки Рісо Connect

### 2.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО оптимизации WINDOWS 11

Если VR приложение будет зависать, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

- Не устанавливайте лишнее ПО некоторые программы, которые вам нужны, предлагают также установить другие программы, которые могут даже работать в фоновом режиме; не позволяйте их устанавливать.
- Удаляйте временные файлы и кэш как можно чаще Само собой разумеется, что эти файлы могут замедлять работу системы, поэтому не ждите, пока они засорят систему, будьте проактивны.
- Закрывайте ненужные программы память вашего компьютера ограничена, и, если вы запускаете слишком много процессов, ваша система будет работать медленно, независимо от того, насколько она чиста; вы также можете ограничить использование оперативной памяти для некоторых программ.
- Проверьте настройки вашего антивируса Некоторые антивирусы потребляют много ресурсов при полном сканировании; это понятно, но настройте его так, чтобы он делал это, когда вы не используете компьютер, и, таким образом, на вас это не повлияет.
- Проверьте запущенные процессы иногда некоторые программы могут использовать слишком много ресурсов, даже вызывая повышение температуры процессора. Следите за ними в Диспетчере задач.
- Загрузить все предлагаемые обновления Windows.
- Скачать и установить все пакеты Microsoft Visual C ++ x86, x64.
- <u>https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170</u>
- Скачать новейший драйвер видеокарты.
- Установить режим максимальной производительности видеокарты.
- Установить схему электропитания «Высокая производительность».

# 3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ ГАРНИТУРЫ

## 3.1 Подключение VR-шлема к сети WI-FI

1. Включить VR-шлем, удерживая кнопку включения (Рисунок 16) 3 сек.



Рисунок 16 — Включение VR - шлема

2. Надеть VR-шлем и взять в руки контроллеры (Рисунок 17).



Рисунок 17 — Контроллеры

- 3. На экране VR-шлема навести луч контроллера на пункт меню Войти в VR (текущая граница).
- Навести луч контроллера на панель меню (Рисунок 18 Å) и нажать курок контролера: Библиотека → Приложения → Настройки → Беспроводная локальна сеть.



Рисунок 18 — Библиотека

5. В списке доступных сетей (Рисунок 19) выбрать контроллером нужную, ввести пароль и нажать «Подключить».

		Беспроводная локальная сеть		
	Настроики	Беспроводкая локаявная сеть Вызоние боспроводную сеть ди посникая точности позиционирования.	-	1 2 2
•	Беспроводная покальная сеть	SGMU SIONS	0	AUX MORE
		выбар сети	с	
		CPL_work 2000	<b>a</b> 0	
Call St	Д цав	🗢 ASUS 🔤	<b>A</b> O	
1//3			<b>a</b> (0	
		AP-5f1bae15-803e-48	<b>•</b> •	
19 M	2. Main	TO THE A THE STREET		
	🤣 🤗 🕖 0 OSop	Маказини Друзьке Десентиер ф. Сблиотека Просмотр фа	11:13 ╤ 📼	
	1/11	119THE		

Рисунок 19 — Окно подключения беспроводной локальной сети

 После подключения к сети навести луч контроллера на значок «Магазин» в панели меню и нажать контроллер, откроется магазин приложений (Рисунок 20) — подключение к сети завершено.



Рисунок 20 — Магазин приложений

## 3.2 Подключение VR – шлема к Pico Connect

- 1. На ПК запустить Pico Connect (Pico Connect должен быть всегда открыт на ПК в фоновом режиме).
- 2. Надеть VR-шлем.
- 3. На экране VR-шлема в разделе Магазин (Рисунок 21) навести луч контроллера на строку поиска и вписать «**Pico Connect**» (Рисунок 22 Å)

					/	
	Maraa					
	Job Simulator Q	O PICO			-	
	<ul> <li>Избранное</li> <li>Поп приложений</li> </ul>				SI.	
		WEEKLY DEALS		STRIDE		
		Weekly Deals Weetly Deals Weekly Deals >	Eleven Table Tennis (ISD 23.95	STRIDE ****	Survival Nation	
		CROSSILAT NOW AVAILABLE	A.S.		<b>*</b>	
	PicoFans_BORRWBY Co ■ 0	RUNAL CONTRACTOR	HELLSWEEPER	Code Case	and a state of the	
///						
1/2	1115		( )			
			рузыя диститиер Ф., Библиетекка рисс	জি 11:18 ङ 💽		
						and the second

Рисунок 21 — Магазин

4. Из предложенных вариантов выбрать и установить приложение Pico Connect (Рисунок 22 - Ç).



Рисунок 22 — приложение Pico Connect

Наведите луч контроллера и запустите приложение Pico Connect (Рисунок 23 - Å)



Рисунок 23 — запуск приложения Pico Connect

6. Выберите режим подключения VR – шлема и контроллеров (через USB

(Рисунок 24 - Å)) или (по Wi-Fi (Рисунок 24 - Ç)) и нажмите подключить.



Рисунок 24 — Режимы подключения

 На экране VR-шлема отобразится сцена, со статусом подключения и показателями уровня заряда VR – шлема и контроллеров — подключение к Pico Connect завершено.

	Магазин	← ② Connect ★★★★☆ Will for demanders there are a set of the set
	🧐 Избранное 🏥 Топ приложений	
	🜲 Games	PICO 4 mmo
	Посмотреть все	
	noneway	And a second designed
		awertyuiop
		asd fghjkl
1/1/1		ð z x c v b n m Q

Рисунок 25 — Подключение завершено

- 1 Статус подключения
- 2 Уровень заряда

 По завершению подключения Pico Connect в VR - шлеме нажмите «запуск Steam VR» (Рисунок 26 - Å)



Рисунок 26 — Запуск Steam VR

## 3.3 Настройка игровой зоны

Шаги для первой настройки:

- 1. В окне «Установить границу игры» навести луч контроллера на окно «Настраиваемая граница» и нажать на курок контроллера.
- 2. Настроить виртуальный пол, следуя подсказкам. Нажать «Продолжить».
- 3. Установить границу игры. Направить луч контроллера к полу, зажать курок и очертить границу игровой зоны вокруг себя. Нажать «Продолжить».
- 4. Нажать «Перейти в мир VR» через 1-2 секунды в виртуальной реальности появится окружение.

Настройка игровой зоны завершена.

При необходимости можно перенастроить игровую зону:

1. Нажать на кнопку НОМЕ на любом контроллере. Откроется панель меню по настройке гарнитуры (Рисунок 27).



Рисунок 27 — Панель настройки игровой гарнитуры

- 2. На панели навести луч контроллера на значок времени и нажать на курок. Откроется дополнительное меню.
- 3. В меню выбрать значок с названием «Граница игры».
- 4. Повторить шаги для первой настройки игровой зоны или выбрать вариант «Неподвижная граница».

Примечание — При перемещении в другую комнату гарнитура будет запрашивать новую настройку игровой зоны.

# 4 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРОГРАММЫ

Для проверки работоспособности программы необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Подключить виртуальную гарнитуру к ноутбуку (см. раздел 3).
- 2. Запустить файл vr-vma-kirova-pervaya-pomosh.exe.
- 3. В главном меню приложения ввести Фамилию Имя Отчество, выбрать режим и выбрать один из трех предложенных сценариев (Рисунок 28)

V010 Военно-медицинская академия	💑 Калибровка 🛄 Инструкция VR _ 🗙
VR TPEHAЖEP	О Иван Иванович Иванов
"ТАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. БАЗОВЫЙ КУРС"	РЕЖИМ • Обучающий О Контрольный
Тренажер предназначен для формирования навыков оказания первой помощи в различных тактических и иных условиях в соответствии с заложенными алгоритмами	СЦЕНАРИЙ
	<ul> <li>оказание первой помощи при огнестрельном ранении правой руки</li> <li>оказание первой помощи при ранении правой ноги</li> <li>оказание первой помощи при осколочном ранении шеи</li> </ul>
	жёлтая зона
Buyon	Запустить О седи рофона
Свыход	Разработано СамГМУ

### Рисунок 28 — Главное меню

- 1 Поле ввода Фамилия Имя Отчество
- 2 Выбор режима
- 3 Выбор сценария
- 4 Кнопка запустить
- 4. После нажатия кнопки Запустить в VR-шлеме должна отобразиться сцена виртуальной реальности в зависимости от выбранного сценария.

# 5 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

# Телефон технической поддержки: 8 (846) 215-13-63

**E-mail:** help-iir@samsmu.ru